



ANPASSBOGEN

SPEEDY-VOLTIS



Grundbau Voltis HMV-Nr. 18.99.04.0XXX

- pulverbeschichteter Rahmen
- Lenker, höhenverstellbar
- Antriebsrad 16"
- Beleuchtungsset, Scheinwerfer und Rücklicht
- LCD-Display, max. 6km/h
- Daumen-Gashebel
- Daumen-Bremshebel
- Bremshebel mit Feststellfunktion
- Vor-Rückwärtsgang
- Tempomat
- Glocke
- Ständer
- Schutzblech
- Kupplungs- und Liftsystem

Rollstuhlhersteller: _____

Rahmenfarbe:platin-grau matt-schwarz

Typ: _____

Sitzbreite (cm): _____ Sitztiefe (cm): _____

max. Zuladung (kg): _____

FIRMA: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____ / _____
Telefon: _____
E-Mail: _____

KOMMISSION: _____
Kundennummer: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____ / _____
Telefon: _____
E-Mail: _____
Geburtsdatum: _____
Größe: _____ m Gewicht: _____ kg
Diagnose: _____
Kostenträger: _____

Behinderungsspezifische Ausstattung

- Bremshebel mit Feststellfunktion links rechts
- Daumenbremshebel links rechts
- Daumengashebel links rechts
- Gasbremsdrehgriff links rechts
- Gasdrehgriff links rechts
- Gasdrehgriffhilfe links rechts
- Lithium-Akku 14 Ah in Kombination mit Ladegerät 42 V/2A
- Lithium-Akku 17,5 Ah in Kombination mit Ladegerät 42V/4 A
- Traktionshilfe, Paar

Zubehör

- Pulverbeschichtung, Sonderbau, RAL:
- Lithium-Ersatzakku 14 Ah
- Lithium-Ersatzakku 17,5 Ah
- Spiegel
- Gepäckträger (Zuladung 10 kg)

LCD-Display, max. 15 km/h (nur nutzbar auf Privatgelände in Deutschland,
mit unterschriebenem rechtlichen Hinweis)

Ausstattungspaket, Zusatzausstattung zur Erlangung der Einzelbetriebserlaubnis nach StVZO
für 15er-Variante inkl. Freischaltung 15er-Variante, Frontscheinwerfer - vom Akku versorgt, Rückspiegel,
Hupe, Beleuchtungsträger für Rollstuhl mit Kennzeichenhalter, Heckmarkierungstafel und Rückleuchten
Rollstuhl über Akku, Zusatzbremse mit Rückrollsicherung

Einzelbetriebserlaubnis, technische Fahrzeugabnahme beim TÜV
Vorstellung Rollstuhl und Voltis, 15er Variante, Abnahmegebühr, Erstellen der Fahrzeugpapiere

Bemerkungen:



Speedy Reha-Technik GmbH
Habichtsweg 7a
D-33129 Delbrück

Fon: 0 52 50 - 9 39 99 - 0
Fax: 0 52 50 - 9 39 99 - 1

www.speedy.de • info@speedy.de

Datum / Unterschrift

Rechtlicher Hinweis für das rein elektrische Rollstuhlzuggerät Speedy-Voltis:

Speedy Reha-Technik GmbH weist darauf hin, dass die Nutzung des Speedy-Voltis mit 15 km/h nur auf Privatgelände erlaubt ist, nur in einigen Ländern darf eine Nutzung im öffentlichen Gelände erfolgen.

Speedy Reha-Technik GmbH weist darauf hin, dass die Nutzung des Speedy-Voltis im öffentlichen Straßenverkehr nur gestattet ist, bei einer Höchstgeschwindigkeit bis 6 km/h.

Speedy Reha-Technik GmbH weist darauf hin, dass die Nutzung des Speedy-Voltis im öffentlichen Straßenverkehr, auf Geh- und Radwegen, bei einer Geschwindigkeit von 15 km/h, aufgrund der Straßenverkehrsordnung, nicht gestattet ist. Eine Nutzung des Speedy-Voltis mit 15 km/h im öffentlichen Straßenverkehr ist ein Verstoß gegen die Versicherungspflicht gem. § 1 Pflichtversicherungsgesetz. Der Nutzer macht sich strafbar gem. § 6 Abs. 1 Pflichtversicherungsgesetz.

Hiermit bestätige ich, dass ich zur Kenntnis genommen habe, dass das Speedy-Voltis 15 km/h in Deutschland gemäß der Straßenverkehrsordnung nicht im öffentlichen Raum, nicht im Straßenverkehr, auf Geh- und Radwegen betrieben werden darf. Wenn ich das Speedy-Voltis in einem anderen Land einsetzen möchte, muss ich mich vorher über die dort gültigen Rechtsvorschriften informieren.

Nutzer in Druckbuchstaben

Ort, Datum

Unterschrift Nutzer